




AIDE A LA REALISATION D'UNE PREPARATION MICROSCOPIQUE

Matériel		
<ul style="list-style-type: none"> • Lames et lamelles, • Eau, solution de saccharose, colorant... • Pincettes et scalpel 		
Mode opératoire		
<p>Je dépose une goutte de liquide de montage sur une lame propre</p>	<p>Le liquide de montage peut être de l'eau, du colorant, une solution proposée...</p> <p>Déposer une goutte au milieu de la lame.</p>	
<p>Je repère et je prélève l'objet à observer selon les consignes données</p>	<p>Repérer l'objet.</p> <p>Prélever une petite quantité, un échantillon fin et transparent.</p> <p>Le prélèvement peut faire intervenir une méthode appropriée comme une coupe, un frottis, une dilacération, un écrasement...</p> <p>L'objet ne doit pas être trop important et contenir sous la lamelle.</p>	
<p>Je dépose mon objet dans le liquide de montage et je recouvre la préparation d'une lamelle</p>	<p>Poser la lamelle inclinée contre le liquide de montage.</p> <p>Faire basculer la lamelle afin de chasser l'air.</p>	
<p>La préparation doit être nette et propre, favorable à l'observation au microscope</p>	<p>Absorber éventuellement l'excédent de liquide autour de la lamelle.</p> <p>Rajouter éventuellement un peu de liquide contre la lamelle.</p> <p>Chasser les bulles d'air en appuyant légèrement sur la lamelle.</p> <p>Observer au microscope pour d'évaluer la qualité de la préparation.</p>	